
Toosendanin

产品编号: D10637

CAS: 58812-37-6

保存条件: Store at 2-8°C.

产品介绍: CAS: 58812-37-6

分子式: C₃₀H₃₈O₁₁

分子量: 574.62

MDL: MFCD00210564

纯度: ≥98%

外观: 白色结晶粉末

溶解性: 易溶于吡啶、丙酮、乙醇、甲醇, 微溶于氯仿、苯, 几乎不溶于石油醚及水。

用途: 苦楝素是从天然植物苦楝树皮中分离出来的一种物质, 有驱除蛔虫, 蛲虫和鞭虫的作用, 以对蛔虫的作用最明显。用于含量测定/鉴定/药理实验等。