

---

## TEAC

产品编号: D10602

CAS: 56-34-8

保存条件: Store at RT.

产品介绍: CAS: 56-34-8

分子式:  $(C_2H_5)_4N(Cl)$

分子量: 165.7

MDL: MFCD00011828

级别: AR

纯度: 98%

熔点: 熔点: 37.5°C

外观: 白色固体

溶解性: 易溶于水、乙醇、氯仿和丙酮, 微溶于苯和醚,

敏感性: 易吸潮

用途: 聚合反应应用相转移催化剂。