
Alginate Sodium Salt

产品编号: D10608

CAS: 9005-38-3

保存条件: Store at RT.

产品介绍: CAS: 9005-38-3

分子式: $C_6H_7NaO_6$

MDL: MFCD00012500

级别: AR

纯度: 99%

外观: 类黄色粉末

溶解性: 缓溶于水, 形成黏稠胶体状溶液, 不溶于乙醇、乙醚和氯仿及pH值低于3的酸中。

敏感性: 易吸潮

用途: 稳定剂。增稠剂。作人造半透膜。媒染剂。生化级用于固定细胞、酶; 如海藻酸钠法固定化谷氨酸脱羧酶。海藻酸基质可以通过添加螯合剂而液化。