
T807

产品编号: D61311

CAS: 1415379-56-4

分子式: C₁₆H₁₀FN₃

纯度: 95%

InChi Key: InChIKey=GETAAWDSFUCLBS-UHFFFAOYSA-N

Smiles: FC1=CC=C(C2=CC3=C(C=C2)C(C=NC=C4)=C4N3)C=N1

外观: 固体粉末

作用通路: Cytoskeletal Signaling

作用靶点: Microtubule Associated

溶解性: Soluble in DMSO

保存条件: -20°C

产品介绍: T807 a novel tau positron emission tomography (PET) tracer.