
Luciferase

产品编号: D13131

CAS: 9014-00-0

保存条件: Store at -20°C.

产品介绍: CAS: 9014-00-0

MDL: MFCD00131545

级别: BR

纯度: 40%

外观: 冻干粉

敏感性: 易吸潮

溶解性: 溶于水, 50 mg/mL (Need ultrasonic)

作用靶点: Reactive Oxygen Species;

作用通路: Immunology/Inflammation; Metabolic Enzyme/Protease; NF-κB;

用途: 荧光素酶 (Luciferase), 来自费氏弧菌 (Vibrio fischeri), 可用于评估生物发光细菌的光发射和氧消耗动力学。