

热启动Taq DNA聚合酶 (5u/ul) HotStart Taq DNA Polymerase (5U/ul)

产品编号: C06-01014

保存条件: -20℃保存, 保质期 24 个月, 避免反复冻融。

产品介绍: HotStart Taq DNA Polymerase 在 75℃以下温度没有活性, 从而有效避免在常温条件下由引物和模板非特异性结合 或引物二聚体而产生的非特异性扩增, 酶的激活需要 95℃孵育 10 min。反应体系可在室温下配制, 无需在冰上完成, 操作方便。使用本试剂扩增得到的 PCR 产物 3' 端附有一个突出的 “A” 碱基, 可直接用于 TA 克隆。
本产品仅用于科研。