
Methyl Green

产品编号: D10418

CAS: 7114-03-6

保存条件: Store at RT.

产品介绍: CAS: 7114-03-6

分子量: 653.24

MDL: MFCD00151094

外观/性状: 绿色固体

酸碱指示剂变色pH值范围: Yellow (0.1) to greenish-blue (2.3)

稳定性: 稳定, 与强氧化剂不相容。

溶解性: 溶于水, 呈蓝绿色。微溶于乙醇, 不溶于乙醚。水中溶解度: 70 g/L (20°C)。

用途: 核染色剂。用于细菌染色(新鲜标本细胞核染色)甲基绿-盐酸混合物用于检定精子、淋球菌和肥大细胞染色。