
Light Green SF Yellowish

产品编号: D10419

CAS: 5141-20-8

保存条件: Store at RT.

产品介绍: CAS号: 5141-20-8

分子式: $C_{37}H_{34}N_{20}O_9S_3Na_2$

分子量: 792.84

MDL: MFCD00012121

级别/纯度: HIGH PURITY GRADE

外观/性状: 红色到深紫色固体

溶解性: 水中溶解度: 200 g/l (20°C), 溶于醇。

用途: 用作细胞学上的复染色, 或Gomori's步骤中用作苯胺兰的替代物。