
Protease ($\geq 14\text{U/mg}$)

产品编号: D13106

CAS: 9001-92-7

保存条件: Store at 2-8°C.

产品介绍: CAS号: 9001-92-7

MDL: MFCD00132092

级别: BR

酶活: $\geq 14\text{U/mg}$

外观/性状: 白色粉末。

适用pH: 6.0-8.0 最佳: 7.0

酶活定义: 在pH7.0, 37°C下, 在1小时内水解牛奶酪蛋白产生相当于100 μg 酪氨酸的颜色为一个酶活力单位。

用途: 酶制剂。用于水解蛋白。