
Lipase (700U/mg)

产品编号: D13114

CAS: 9001-62-1

保存条件: Store at 2-8°C.

产品介绍: CAS号: 9001-62-1

MDL: MFCD00131509

级别: BR

酶活力: 700U/mg

外观/性状: 近白色冻干粉末或乳黄色粉末。

最适温度: 35~37°C

溶解度: 可溶于水。

敏感性: 湿度敏感

用途: 常用于诊断用酶。定量分析血清中甘油三酯, 前列腺素酯, 脂肪分析, 生化试剂。