
Phosphotungstic acid hydrate

产品编号: D10429

CAS: 12501-23-4

产品介绍: CAS号: 12501-23-4

分子式: $\text{H}_3\text{O}_{40}\text{PW}_{12} \cdot x\text{H}_2\text{O}$

分子量: 2880.05

MDL: MFCD00149915

级别: AR

外观: 白色至类白色结晶。

溶解性: 溶于水 (1 g/mL)

敏感性: 对湿度、空气和光敏感。略有风化性。

介绍: 具有酸性, 而且具有氧化还原性, 是一种多功能的新型催化剂, 具有很高的催化活性, 稳定性好, 可作均相及非均相反应, 甚至可作相转移催化剂, 对环境无污染, 是绿色催化剂。

用途: 生物染色剂。