
(E)-AG 556

产品编号: D61994

CAS: 133550-41-1

分子式: C₂₀H₂₀N₂O₃

纯度: 98%

InChi Key: InChIKey=GWCNJMUSWLTSCW-SFQUDFHCSA-N

Smiles: N#C/C(/C(NCCCCc1ccccc1)=O)=C\c(cc1)cc(O)c1O

外观: 固体粉末

作用通路: JAK/STATsignaling

作用靶点: EGFR

溶解性: Soluble in DMSO

保存条件: -20°C

产品介绍: (E)-AG 556 is a highly selective EGFR inhibitor and also blocks LPS-induced TNF- α production