
BQCA

产品编号: D62009

CAS: 338747-41-4

分子式: C₁₈H₁₅NO₄

纯度: 98%

InChi Key: InChIKey=BZBBTGCKPRSPGF-UHFFFAOYSA-N

Smiles: COC1=CC=C(C=C1)CN2C=C(C(=O)C3=CC=CC=C32)C(=O)O

外观: 固体粉末

作用通路: Neuroscience

作用靶点: AChR

溶解性: Soluble in DMSO

保存条件: -20°C

产品介绍: BQCA a highly selective allosteric modulator of the M1 mAChR.