
Tinidazole

产品编号: D21048

CAS: 19387-91-8

保存条件: Store at 2-8°C.

产品介绍: CAS: 19387-91-8

分子式: C₈H₁₃N₃O₄S

分子量: 247.27

MDL: MFCD00057217

纯度: ≥98% (HPLC)

溶解性: 溶于DMSO和水。

作用靶点: Bacterial; Antibiotic;

作用通路: Anti-infection;

产品描述: 替硝唑 (Tinidazole) 具有抗原虫和抗菌双重功效。