
Phenytoin sodium

产品编号: D21033

CAS: 630-93-3

保存条件: Store at RT.

产品介绍: CAS: 630-93-3

分子式: $C_{15}H_{11}N_2O_2Na$

分子量: 274.25

MDL: MFCD00069674

纯度: 98%

外观/性状: 白色粉末

熔点: 193-194℃

溶解性: 溶于水和乙醇, 不溶于氯仿或乙醚。

敏感性: 易吸潮

作用靶点: Sodium Channel; Virus Protease

作用通路: Membrane Transporter/Ion Channel; Anti-infection

产品描述: 苯妥英钠对大脑皮质运动区有高度选择性的抑制作用, 防止异常放电的传播, 从而抗癫痫。