

---

## Sildenafil

产品编号: D50692

CAS: 139755-83-2

保存条件: Store at -20°C for 3 year(Powder); In DMSO or others solvent store at 2-4°C for two weeks, at -20°C for six months.

产品介绍: CAS: 139755-83-2

分子式: C<sub>22</sub>H<sub>30</sub>N<sub>6</sub>O<sub>4</sub>S

分子量: 474.58

MDL: MFCD09026931

纯度: 99%

外观/性状: 白色粉末

熔点: 360.5°C

沸点: 672.4°C

溶解性: 溶于DMSO, 甲醇, 水。

作用靶点: Phosphodiesterase (PDE) Autophagy Apoptosis

作用通路: Metabolic Enzyme/Protease; Autophagy; Apoptosis

产品描述: 西地那非 (Sildenafil) 是一种有效的磷酸二酯酶 5 (PDE5)抑制剂, IC<sub>50</sub> 为 5.22 nM。