
BAR502

产品编号: D62099

CAS: 1612191-86-2

分子式: C₂₅H₄₄O₃

纯度: 98%

InChi Key: InChIKey=HYCMOIGNYNCMRH-APIYUPOTSA-N

Smiles: C[C@@]12[C@@]3([C@]([C@]4([C@](C)(CC3)[C@@]([C@@H](CCO)C)(CC4)[H])[H])([C@H](O)[C@H](CC)[C@@]1C[C@H](O)CC2)[H])[H])[H]

外观: 固体粉末

作用通路: Autophagy

作用靶点: Autophagy; FXR; GPCR19

溶解性: Soluble in DMF、Ethanol

保存条件: -20°C

产品介绍: BAR502 is a dual FXR and GPBAR1 agonist with IC₅₀ values of 2 μM and 0.4 μM, respectively.