
ARS-1620

产品编号: D62114

CAS: 1698055-85-4

分子式: C₂₁H₁₇ClF₂N₄O₂

纯度: 98%

InChi Key: InChIKey=ZRPZPNYZFSJUPA-UHFFFAOYSA-N

Smiles: C=CC(=O)N1CCN(c2ncnc3c(F)c(-c4c(O)cccc4F)c(Cl)cc23)CC1

外观: 固体粉末

作用通路: GPCR/GProtein

作用靶点: Ras

溶解性: Soluble in DMSO、Ethanol

保存条件: -20°C

产品介绍: ARS-1620 is a covalent inhibitor of K-RASG12C.