
Puerarin

产品编号: D21043

CAS: 3681-99-0

保存条件: Store at -20°C for 3 year(Powder); In DMSO or others solvent store at 2-4°C for two weeks, at -20°C for six months.

产品介绍: CAS: 3681-99-0 分子式: C₂₁H₂₀O₉ 分子量: 416.38 MDL: MFCD00076007

级别: BR

纯度: 98%

作用靶点: 5-HT Receptor;

作用通路: GPCR/G Protein; Neuronal Signaling;

产品描述: 葛根素 (Puerarin) 是从葛根中提取的异黄酮, 是5-HT_{2C}受体拮抗剂。