
SN-011

产品编号: D62360

CAS: 2249435-90-1

分子式: C₂₅H₁₉FN₂O₄S

纯度: 98%

InChi Key: InChIKey=GPXQUPCJIJBXHJ-UHFFFAOYSA-N

Smiles: O=C(C1=CC=C(C2=CC=CC=C2)C=C1)NC3=CC=C(O)C(NS(=O)(C4=CC=C(F)C=C4)=O)=C3

外观: 固体粉末

作用通路: Immunology/Inflammation

作用靶点: STING

溶解性: Soluble in DMSO、Ethanol

保存条件: -20°C

产品介绍: SN-011 (GUN35901) 是 STING 特异性拮抗剂, IC₅₀ 为 76 nM。