
Lipase from porcine pancreas

产品编号: D13048

CAS: 9001-62-1

保存条件: Store at 2-8°C.Keep dry.

产品介绍: CAS号: 9001-62-1

分子量: $\approx$ 20-60KDa

MDL: MFCD00131509

级别: BR

活性: Type II, 100-500 units/mg protein (using olive oil (30 min incubation)), 30-90 units/mg protein (using triacetin)

外观/性状: 近白色冻干粉末或乳黄色粉末。

溶解性: 溶于水

敏感性: 对湿度敏感。远离强氧化剂。

用途: 属脂肪加水分解酶类。可将脂肪催化水解为甘油、脂肪酸, 同时也能催化酯合成和酯交换反应。