
Lipase from *Candida rugosa*

产品编号: D13049

CAS: 9001-62-1

保存条件: Store at 2-8°C. Keep dry.

产品介绍: CAS号: 9001-62-1

分子量: $\approx 67\text{KDa}$

MDL: MFCD00131509

级别: BR

活性: 20000 units/mg protein

外观/性状: 灰褐色或浅灰色粉末。

溶解性: 溶于水

最适温度: 35~37°C。

PH稳定性: 以PH7.0~7.5为宜

敏感性: 对湿度敏感。远离强氧化剂。

来源: 南极假丝酵母。

用途: 脂肪水解过程中起催化作用的酶。在工业上用于油脂水解制脂肪酸、皮革脱脂、洗涤剂行业等。