
Ixazomib citrate solution (10mM)

产品编号: D50404s

CAS: 1239908-20-3

保存条件: -80°C, 6 months; -20°C, 1 month (protect from light).

产品介绍:

* 本产品为: Ixazomib citrate solution (10mM) in DMSO。

CAS: 1239908-20-3

分子式: C₂₀H₂₃BCl₂N₂O₉

分子量: 517.1216

MDL: MFCD29767859

纯度: ≥98%

熔点: 129-130°C

沸点: 150-160°C

来源: 白色或淡黄色固体

溶解性: 易溶于DMSO

作用靶点: Proteasome; Autophagy;

作用通路: Metabolic Enzyme/Protease; Autophagy;

用途及描述: Ixazomib citrate (MLN9708) 是 20S蛋白酶体胰凝乳蛋白酶样蛋白水解β5位点的可逆抑制剂, IC₅₀ 为3.4 nM和K_i为0.93 nM。