
Ac-VDVAD-pNA

产品编号: C07-01011

CAS: 189684-53-5

保存条件: Store at -20°C. Protect from light.

产品介绍: 纯度: ≥95% (HPLC)

CAS: 189684-53-5

分子式: C₂₉H₄₁N₇O₁₂

分子量: 679.68

MDL: MFCD01862575

序列: Ac-Val-Asp-Val-Ala-Asp-pNA

外观/性状: lyophilized powder.

溶解性: 溶于DMSO, 为了使其更好的溶解, 请用37°C加热试管并在超声波水浴中震动片刻。溶液形式可以在-20°C下储存几个月。

敏感性: 对光敏感

用途: Ac-VDVAD-pNA是caspase-2的显色底物。它是caspase-2的首选底物。