
G6PDH

产品编号: D10006

CAS: 9001-40-5

保存条件: Store at -20°C.

产品介绍: 溶解性: (10mg powder/ml)澄清

CAS: 9001-40-5

分子量: 128kDa

比活力: ≥ 400 units/mg protein

活力: ≥ 150 units/mg solid

活力定义: one unit causes the formation of one micromole of NADH per minute at pH7.8 at 30°C

纯度: $\geq 90.0\%$ (SDS-PAGE)

储存条件: -20°C

有效期: 1年

外观/性状: 白色无定型粉末