

## HBSS缓冲液（含钙镁，无酚红） HBSS (with Ca<sup>2+</sup>, Mg<sup>2+</sup>, without phenol red)

产品编号： C7165

保存条件： 常温保存，有效期18个月。

产品介绍： HBSS缓冲液，即Hank' s Balanced Salt Solution, Hank' s平衡盐溶液，是细胞分离或培养中常用的磷酸盐缓冲液之一。主要成分为NaCl, KCl, KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>, Na<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>, NaHCO<sub>3</sub>和葡萄糖，具有维持渗透压、保持pH稳定、提供简单营养等作用，可用于体外实验中组织块、器官或细胞的漂洗、细胞或组织的运输、细胞培养用试剂的配制以及作为细胞计数的稀释液等。根据需要可添加钙、镁离子及酚红指示剂。  
本产品经0.1 μm过滤除菌，pH 7.2-7.5@25°C，含钙、镁离子，不含酚红指示剂。