

---

## Piperacillin

产品编号: D21065

CAS: 61477-96-1

保存条件: Store at 2-8°C. Keep dry.

产品介绍: **基本信息:**

CAS: 61477-96-1

分子式: C<sub>23</sub>H<sub>27</sub>N<sub>5</sub>O<sub>7</sub>S

分子量: 517

级别: USP级

纯度: 98%

外观/性状: 白色结晶性粉末无臭; 略有引湿性。

溶解性: 易溶于甲醇、在水中极微溶解,

**产品简介:**

哌拉西林 (Piperacillin) 为广谱低毒的第三代半合成青霉素, 该品的杀菌作用优于现在的半合青霉素。用途 具有广谱抗菌作用, 对革兰阳性和阴性菌均有良好的抗菌活性。