

石蜡组织切片（大鼠） Paraffin tissue section (Rat)

产品编号：HC0031

保存条件：室温避光保存。

产品介绍：石蜡切片（paraffin section）是组织学常规制片技术中应用最为广泛的方法。石蜡切片不仅用于观察正常细胞组织的形态结构，也是病理学和法医学等学科用以研究、观察及判断细胞组织的形态变化的主要方法，而且也已相当广泛地用于其他许多学科领域的研究中。

石蜡切片法包括取材、固定、洗涤和脱水、透明、浸蜡、包埋、切片与贴片、脱蜡、染色、脱水、透明、封片等步骤。一般的组织从取材固定到封片制成玻片标本需要数日，但标本可以长期保存使用，为永久性显微玻片标本。

本公司提供的石蜡组织切片为已经贴合在常规载玻片上的组织切片，切片厚度5-10 μ m，面积10mm $\times$ 10mm，因组织类型的差异，数值略有偏差。

本公司还可提供定制组织包埋切片，免疫组化染色，免疫荧光染色，数字病理切片扫描与图片分析等病理切片相关服务。

