
Polymyxin B Sulfate

产品编号: D21086

CAS: 1405-20-5

保存条件: Store at 2-8°C.

产品介绍: **基本信息:**

CAS: 1405-20-5

分子式: $C_{55}H_{96}N_{16}O_{13} \cdot 2H_2SO_4$

分子量: 1384.56

MDL: MFCD00131991

级别: USP级

活性: 6000IU/mg

沸点: 1651°C at 760 mmHg

外观: 白色至浅黄色粉末

溶解性: 溶于水

敏感性: 对光敏感

产品简介:

多粘菌素B (Polymyxin B Sulfate) 是一个阳离子型表面活性剂抗生素, 是polymyxins B1 和B2的混合物, 能够提高细胞膜的渗透性。

作用靶点: Bacterial; Antibiotic;

作用通路: Anti-infection;