
Isothiazolinones

产品编号: D10769

CAS: 26172-55-4

保存条件: Store at 2-8°C.

产品介绍: **基本信息:**

CAS号: 26172-55-4

分子式: C₄H₄CINOS

分子量: 149.60

MDL: MFCD00792550

纯度: mixture of CMI and MI, 2.0-2.5% in water, PH: 2.0-5.0

溶解性: 溶于水

产品简介:

异噻唑啉酮 CMI/MI (Isothiazolinones) 是一种广谱的杀菌防腐剂, 能有效杀灭藻类、细菌和真菌。该活性单剂可广泛用于工业冷却水、油田回罐水、造纸行业、管道、涂料、油漆、橡胶以及化妆品、感光胶片及洗涤用品等工业。有效用量少, 无毒无污染, 极易混合在各类配方中, PH 使用范围广, 稀释使用浓度后, 很容易被生物降解为无毒无污染物质。血管紧张素转化酶抑制剂。PCAF组蛋白乙酰转移酶抑制剂 (IC₅₀ = 2-3μM)。