
β淀粉样肽(1-42)专用溶解液 Diluent Buffer for Aβ1-42 Peptide

产品编号: C5215

保存条件: 2-8°C 保存, 有效期一年。

产品介绍: 本试剂为β淀粉样肽(1-42)多肽溶解液, 用于β淀粉样肽(1-42)的溶解与保存, β淀粉样肽(1-42)常常会出现溶解困难的情况, 因此给实验人员带来很多麻烦甚至造成实验失败, 博奥森经过多年实践经验开发了一种可以高效、快速溶解β淀粉样肽(1-42)的专用缓冲液, 大大方便了实验人员, 简化操作流程, 避免因多肽不溶解而造成的浪费及实验失败。

试剂主要成分是50mM Tris, 在此基础上又进行了细致的优化并经过了无菌处理, 不含有任何蛋白成分, 不含有防腐剂。

使用说明:

取一定量的β淀粉样肽(1-42)按照需要的浓度加入一定量的β淀粉样肽(1-42)多肽溶解液充分溶解即可, 使用方便, 溶解后的β淀粉样肽(1-42)用不完需要分装后-20°C保存, 避免反复冻融。

注意事项:

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
2. 如果使用时发现液体有浑浊, 请弃用。
3. 此产品仅供研究, 不用于临床诊断。