
DAM

产品编号: D10777

CAS: 1251-85-0

保存条件: Store at RT.

产品介绍:

基本信息:

CAS: 1251-85-0

分子式: $C_{23}H_{24}N_4O_2 \cdot H_2O$

分子量: 406.48

MDL: MFCD00149122

级别: AR

熔点: 156 °C (d°C.)(lit.)

沸点: 515.2°C at 760mmHg

外观: 白色结晶

溶解性: 不溶于水、醚和碱, 溶于酸、乙醇和三氯甲烷。

产品简介:

二安替比林甲烷是常用生化试剂。用于铈、铂、铼、钛、铋、铟、铁、钨、铈和钨的光度测定。硅的重量分析。

用途: 用作测定钛、铁的灵敏的试剂。用作分光光度法和萃取光度法测定 Au^{3+} 、 Ti^{4+} 、Ir、

铁(III)、钼、钨、铈(VI)、铈、铂、铼等的灵敏显色剂。称量分析测定硅的沉淀剂。还可用作多种离子的萃取剂。