
SM-164

产品编号: D50448

CAS: 957135-43-2

保存条件: Store at -20°C for 3 year (Powder) ; In solvent store at 2-4°C for two weeks, at -20°C for six months.

产品介绍: CAS: 957135-43-2

分子式: C₆₂H₈₄N₁₄O₆

分子量: 1121.421

纯度: ≥98%

外观/性状: 固体粉末

溶解性: 溶于DMSO, 不溶于水

用途/描述: SM-164 是一种有效的、非肽类、细胞可渗透的 XIAP 的拮抗剂, 靶向BIR2和BIR3结构域, 其IC₅₀值为1.39 nM。SM-164 可诱导凋亡和肿瘤消退。