
25-Hydroxyvitamin D3 3-hemisuccinate

产品编号: D10787

CAS: 69511-19-9

保存条件: -20℃避光储存。

产品介绍: CAS: 69511-19-9

分子式: C₃₁H₄₈O₅

分子量: 500.71

纯度: ≥95%

敏感性: 对光线敏感; 对热敏感

溶解性: Chloroform (Slightly), DMSO (Sparingly), Methanol (Slightly)

用途: 25-羟基维生素D₃-半琥珀酸酯是5-羟基维生素D₃ (维生素D₃的主要循环形式) 的结合物, 在肝脏中通过C-25的羟基化作用形成。钙调节剂。也用于制备和合成抗血清, 用于25羟基维生素D₃ 的免疫测定。