
Metol

产品编号: D10706

CAS: 55-55-0

保存条件: Store at RT.

产品介绍: **基本信息:**

CAS: 55-55-0

分子式: $C_7H_9NO \cdot 1/2H_2SO_4$

分子量: 172.19

MDL: MFCD00013140

纯度: $\geq 99\%$ (HPLC)

熔点: 259-260°C

外观: 无色针状结晶体。

溶解性: 易溶于水。溶于20份冷水、6份沸水，微溶于醇，不溶于醚。

敏感性: 对空气敏感

产品简介:

对甲氨基苯酚硫酸盐又叫4-(甲氨基)苯酚硫酸盐 (Metol)，可用于制备一种次氯酸荧光探针。

有机合成中间体，可用于制显像剂（米吐尔）。