
Chymotrypsinogen A

产品编号: D13121

CAS: 9035-75-0

保存条件: Store at 2-8°C.

产品介绍: CAS: 9035-75-0

分子量: 25.6kDa

MDL: MFCD00130483

级别: BR

活性: 1000 units/mg

PH (10mg/ml water) : 3.0~5.0

外观/性状: 白色结晶粉末

溶解性: 溶于水和稀缓冲溶液。

活力定义: 25°C, PH7.0, 每分钟使237nm处光密度值减少0.001的酶量为1ATEE单位 (u) 。

用途: 为胰凝乳蛋白酶的前体物质。