
Pectolyase Y-23

产品编号: D13030

保存条件: Store at 2-8°C.

产品介绍: CAS: 9032-75-1

MDL: MFCD00131809

级别: BR

外观/性状: 黄褐色或类白色粉状

溶解性: 溶于水和稀缓冲溶液。

最佳工作pH: 4.5-6.5

最佳工作温度: 40-55°C

溶解性: 易溶于水

敏感性: 易吸潮

活力定义: One unite will liberate one micromole of Galacturonic acid from Polygalacturonic acid per min at pH4.0 at 37°C

用途: 果胶酶Y-23 (Pectolyase Y-23) 用于植物原生质体中裂解细胞壁, 用在细胞各器官分离之前。