
Ficoll 400

产品编号: D10693

CAS: 26873-85-8

保存条件: Store at RT.

产品介绍: **基本信息:**

CAS: 26873-85-8

分子式: $(C_{12}H_{22}O_{11})_n \cdot (C_3H_5ClO)_n$

平均分子量: 400K

MDL: MFCD00081599

级别: BR

外观: 白色冻干粉

溶解性: 溶于水(60mg/mL)

产品简介:

聚蔗糖400 (Ficoll 400) 用于细胞分离和细胞器分离。聚蔗糖已被用于一项研究, 以开发一种纯化人类活动精子的新方法。它还被用于研究D-反向肽的抗增殖和抗肿瘤活性的研究。