
Human Serum Albumin, DBCO conjugated

Catalog Number: bs-0945P-DBCO

AA Seq: Purified native protein

Predicted MW: 67

Activity: Not tested

Endotoxin: Not analyzed

Storage: Stored at -70°C or -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles.

Background: 基本信息:

CAS号: 70024-90-7

MDL: MFCD00081418

级别: BR

纯度: ≥99%

外观/性状: 白色至浅黄粉末

溶解性: 溶解于水

敏感性: 稳定

产品简介:

人血清白蛋白 (HSA) 作为人血浆中含量最丰富的蛋白, 是激素、脂类等物质的转运载体, 其主要生理功能是调节血浆 pH 值和维持血浆渗透压。

本品来源于健康人血浆, 经两次60°C、10小时加热灭活病毒处理。