
Mouse Serum Albumin

产品编号: D10881

保存条件: -20℃ 保存。

产品介绍: 小鼠血清白蛋白(Mouse Serum Albumin)是小鼠血清中的一种球蛋白,也是血清的主要成分,血液中的白蛋白主要起维持渗透压作用、PH缓冲作用、载体作用和营养作用。在动物细胞无血清培养中,添加白蛋白可起到生理和机械保护作用 and 载体作用。相对于牛血清白蛋白,小鼠血清白蛋白由于小鼠生长周期更短,养殖条件更易控制等因素,血清背景更低。小鼠血清白蛋白应用于诊断试剂的封闭剂可以有效的降低试剂背景。

外观: 白色至浅黄色冻干粉

分子量: $\approx 65\text{kDa}$

纯度: $\geq 95\%$