

## 0.01M PBST (pH7.2-7.4)

### 1×PBST 缓冲液

#### 简介

PBST (phosphate buffered solution) 即含吐温-20 (Tween-20) 的磷酸盐缓冲液, 能够提供相对稳定的离子环境和 pH 缓冲能力, 是生物学中经常使用的缓冲盐溶液, 主要用于免疫组化和原位杂交, 酶联免疫等实验中, 清洗免疫印迹膜等。产品为无色液体, pH 为 7.2-7.4, 主要成分为磷酸二氢钾、磷酸氢二钠、氯化钠以及吐温-20。

本产品为 1×工作液, 可直接使用。

**编号: C01-01004**

**规格: 500ml**

**保存方法: 2-8℃保存。**