

PBS-BSA 溶液(0.1%BSA,无菌)

BSA solution (0.1%, sterile)

货号： C1007

规格： 100ml / 500ml

保存条件：

4℃保存，有效期 6 个月。

简介：

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的 pH 值、渗透压等环境状态一致，具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用，可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。PBS-BSA 溶液(0.1%BSA)主要由氯化钠、氯化钾、磷酸氢二钠、磷酸二氢钾、BSA 组成，不含 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} ，pH 值为 7.4，该试剂经过滤除菌，常用于细胞培养过程中细胞的洗涤或其他常规用途。

本产品仅用于科研领域，不用于临床诊断。

使用说明：

1. 无需配制，直接使用。
2. 按实验具体要求操作。

注意事项：

1. 在进行细胞培养过程中细胞的洗涤时，应注意无菌操作，避免被微生物污染。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。