

亚硝酸钠水溶液(1%)

Sodium nitrite aqueous solution (1%)

货号： C1027

规格： 500ml

保存条件：

室温保存，有效期 12 个月。

简介：

亚硝酸钠(Sodium nitrite)化学式为 NaNO_2 ，分子量为 68.995，CAS 号为 7632-00-0，是亚硝酸根离子与钠离子化合生成的无机盐。亚硝酸钠水溶液(1%)主要由亚硝酸钠、去离子水组成，可用于于酸性磷酸酶染色或其他用途。

本产品仅用于科研领域，不用于临床诊断。

使用说明：

1. 根据具体实验要求操作。

注意事项：

1. 注意无菌操作，避免微生物污染。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。