

蔗糖溶液(50%)

Sucrose solution (50%)

货号： C1033

规格： 100ml

保存条件：

4℃保存，有效期 4 个月。

简介：

蔗糖化学式为 $C_{12}H_{22}O_{11}$ ，分子量为 343.3，CAS 号为 57-50-1，是光合作用的产物，可作为食品添加剂。蔗糖溶液(50%)主要由蔗糖、去离子水组成，可用于组织脱水或其他用途，是一种非常重要的辅助试剂。

本产品仅用于科研领域，不用于临床诊断。

使用说明：

1. 根据具体实验要求操作。

注意事项：

1. 注意无菌操作，避免微生物污染。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。