



NP-40 溶液(20%)

NP-40 solution (20%)

产品货号： C1054

产品规格： 100ml

保存条件： 4℃保存，有效期 6 个月。

产品简介：

Nonidet P 40 也称 Nonidet P-40, NP-40, 中文名为乙基苯基聚乙二醇，常用做非离子性去污剂、表面活性剂，用途极为广泛。NP-40 溶液(20%)由 NP-40、去离子水组成。

本产品仅用于科研领域，不用于临床诊断。

使用说明： 按实验具体要求操作。

注意事项： 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。