



Tris-甘氨酸电泳缓冲液(5×)

Tris-glycine electrophoretic buffer (5x)

产品编号： C5003

产品规格： 500ml, 2L

储存条件： 室温保存，有效期 24 个月。

产品简介：

Tris-甘氨酸电泳缓冲液又称 SDS-PAGE 电泳缓冲液。1×工作液中含有 Tris、250mM 甘氨酸、SDS。Tris-甘氨酸电泳缓冲液是常用的蛋白质电泳缓冲液，本试剂是浓缩的溶液，主要由 Tris、甘氨酸、SDS 组成。使用时需用蒸馏水或去离子水 5 倍稀释后使用。

本产品仅用于科研领域，不用于临床诊断。

使用方法：

根据实验具体要求操作。

注意事项：

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。