

## 1×TBS (pH7.4)

货号：C5042

规格：500ml

**储存条件：**

4°C保存，有效期 12 个月。

**简介：**

1×TBS (pH7.4) (Tris-HCl 缓冲液) 是一种应用极广的缓冲液，常用于免疫学实验和分子生物学实验等。主要组分：10mM Tris, 150mM NaCl, pH 7.4。本产品为 1×工作液 (0.01M Tris-HCl 缓冲液, pH7.4)，可直接使用。4°C保存可延长产品保质期，长期不用建议低温保存。若低温长时间储存出现结晶析出时，请置于 37°C水浴至完全溶解后使用。

本产品仅用于科研领域，不用于临床诊断。

**使用方法：**

按实验具体要求操作。

**注意事项：**

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。