

硫酸鱼精蛋白溶液(10%)

Protamine sulfate solution (10%)

货号：C5073

规格：5ml

储存条件：

4℃保存，有效期 6 个月。

简介：

硫酸鱼精蛋白(Protamine Sulfate)是从鱼类新鲜成熟精子中提取的一种碱性蛋白质的硫酸盐，具有强碱性基团，在生物体内可与强酸性的肝素结合，形成稳定的复合物，从而使肝素失去抗凝能力。

本产品仅用于科研领域，不用于临床诊断。

使用方法：

按实验具体要求操作。

注意事项：

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。