

50×TAE, powder

50×TAE 缓冲液（粉剂）

简介

Tris-乙酸电泳缓冲液即 Tris acetate-EDTA buffer, 简称 TAE。1×TAE 工作液中含有 40mM Tris-acetate、1mM EDTA(pH8.0)。TAE 是常用的 DNA 电泳缓冲液, 本试剂是 50 倍浓缩的 TAE, 主要由 2M Tris-acetate, 50mM EDTA 组成, 使用时需用蒸馏水或去离子水稀释 50 倍后使用。

本产品仅用于科研领域, 不用于临床诊断。

编号: C6012

规格: 1L (粉剂)

保存方法: 常温保存。

注意事项:

1. 试剂溶解后尽快使用, 如有剩余应密封后 2-8℃保存, 防止污染。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴手套操作。