

CAPS 缓冲液(0.2M, pH11)

CAPS buffer (0.2M, pH11)

货号： C6018

规格： 500ml

保存条件：

室温保存，有效期 12 个月。

简介：

3-(环己胺)-1-丙磺酸(CAPS)分子式为 $C_9H_{19}NO_3S$ ，相对分子量为 221.31，可作为缓冲液的基础成分。CAPS 缓冲液(0.2mol/L, pH11)由 CAPS、去离子水等组成，调 pH 至 11，用于纤连蛋白的纯化。避免接触空气。

使用方法：

按实验具体要求操作。

注意事项：

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。